

(2) 医療機器安全管理

(単位：件数)

機 種			点検内容	令和４年度	令和５年度	令和６年度
生命維持装置	人工呼吸器		使用後/作動点検	187	170	175
			使用中点検	1,594	1,044	1,511
			定期点検	27	20	20
	除細動器		使用後点検	13	9	11
			定期点検	18	18	18
			定期点検	6	6	7
	血液浄化/アフェレシス装置		使用中点検	172	132	120
			使用後点検	3	7	11
	IABP		使用中点検	15	11	23
			定期点検	4	4	5
			使用中点検	111	0	36
	PCPS/ECMO		使用後点検	1	0	1
			定期点検	1	1	1
		保育器		使用中点検	471	426
			定期点検	18	18	17
腎センター	人工透析装置	透析患者監視装置	定期点検	105	102	100
			使用中点検	21,562	21,940	21,281
		生菌測定	－	58	61	61
		ET測定	－	58	61	61
手術室	麻酔器		使用前点検	1,707	1,733	1,761
			使用中点検	1,705	1,778	1,796
			定期点検	20	26	20
	生体情報モニタ（手術室）		使用前点検	1,697	1,708	1,724
	電気メス		使用前点検	2,027	2,016	1,923
			使用中点検	1,629	1,713	1,709
			定期点検	18	20	18
	手術内視鏡システム		使用前点検	763	844	892
			使用中点検	798	886	905
	光学視管	使用後点検	262	257	207	
	手術内視鏡カメラ	使用後点検	278	295	423	
	光源コード	使用後点検	180	196	185	
	手術顕微鏡		使用前点検	157	153	170
			使用中点検	36	40	28
	その他手術機器	使用中点検	713	615	608	
	生体情報モニタ記録確認		－	－	－	－
	内視鏡センター	内視鏡システム		使用前点検	551	720
			定期点検	6	5	5
電子内視鏡カメラ			使用後点検	1,801	1,558	1,646
			定期点検	15	31	31
電気メス			使用前点検	388	782	841
			定期点検	4	4	4
内視鏡洗浄器			使用前点検	864	899	843
			定期点検	5	5	8

機 種		点検内容	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	
そ の 他 医 療 機 器	高気圧酸素治療装置		使用前点検	306	336	297
			定期点検	1	1	1
	生体情報モニタ（セントラルモニタ）		定期点検	14	16	17
			ラウンド点検(部署数)	468	520	486
	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)		定期点検	120	128	129
			返却点検	12	16	5
	送信機	SpO ₂ 送信機	定期点検	77	61	60
		心電呼吸送信機	定期点検	44	38	41
	シリンジポンプ		返却点検	503	760	857
			定期点検	102	117	89
	輸液ポンプ		返却点検	4,891	5,432	5,468
			定期点検	321	311	296
	自動点滴装置		返却点検	1,220	953	994
			定期点検	74	85	90
	フットポンプ		使用後点検	1,265	1,278	1,298
			定期点検	63	64	60
	AED		定期点検	72	72	72
	蘇生バッグ		使用後点検	441	476	591
	ネーザルハイフロー装置		返却点検	16	37	59
	カフ圧計		返却点検	27	37	37
	超音波ネブライザ		返却点検	23	5	4
	酸素流量計		返却点検	333	175	241
	電子血圧計（感染用）		返却点検	15	17	8
	電子血圧計		返却点検	15	47	36
	パルスオキシメータ		返却点検	42	54	18
	電子体温計		返却点検	17	11	5
	圧切換型エアーマットレス		返却点検	30	59	99
合 計			50,560	51,420	51,660	